

cleanFINE  
penta



NEU

High  
Five



**PEN KANÜLEN**  
MIT 5-FACH SCHLIFF



# PEN KANÜLEN MIT 5-FACH SCHLIFF


*cleanFINE*  
penta

## cleanFINE penta Pen Kanülen

Zum Einmalgebrauch in Verwendung mit Injektionspens für die Verabreichung von Insulin.

- Verfügbare Größen: 31G x 4 mm | 31G x 6 mm | 31G x 8 mm
- Made in Europe

Präziser  
5-fach Schliff




"Extra Thin Wall"-Technologie für optimalen Insulindurchfluss durch extra großen Innendurchmesser

Silikonbeschichtung für sanfteres Gleiten in die Haut

Artikelname	VE	PZN	GTIN
cleanFINE penta Pen Kanülen 31G 4 mm	100 Stück	16874793	08586015048050
cleanFINE penta Pen Kanülen 31G 6 mm	100 Stück	16874801	08586015048067
cleanFINE penta Pen Kanülen 31G 8 mm	100 Stück	16874818	08586015048074

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite [www.imedc.de](http://www.imedc.de) oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem mobilen Endgerät.



### Kompatible Pens

Berlin-Chemie: BerliPen areo 3 | Lilly: • HumaPen: Ergo II, Luxura, Luxura HD, Savvio • KwikPen: Abasaglar, Humalog, Humulin, Umuline | Novo Nordisk: • FlexPen • FlexTouch Pen • NovoPen: 3, 4, 5, Echo | Owen Mumford: • Autopen: 24, Classic | Sanofi: • AIISTAR • AIISTAR Pro • CliKSTAR • JuniorSTAR • SoloSTAR • SoloSTAR: Apidra, Lantus, Toujeo • TactiPen  
 ▶ Ist Ihr Insulinpen nicht aufgeführt, kontaktieren Sie bitte IME-DC GmbH zur Prüfung der Kompatibilität.



Markeninhaber und Vertrieb:

IME-DC GmbH | International Medical Equipment - Diabetes Care  
 Fuhrmannstraße 11 | Tel: +49 9281 | 85 01 6-0 | E-Mail: [info@imedc.de](mailto:info@imedc.de)  
 95030 Hof | Germany | Fax: +49 9281 | 85 01 6-100 | Web: [www.imedc.de](http://www.imedc.de)