

cleanFINE
penta



NEU

5 ist
mehr
als 3



PEN KANÜLEN
MIT 5-FACH SCHLIFF

PEN KANÜLEN MIT 5-FACH SCHLIFF


cleanFINE
penta

cleanFINE penta Pen Kanülen

Zum Einmalgebrauch in Verwendung mit Injektionspens für die Verabreichung von Insulin.

- Verfügbare Größen: 31G x 4 mm | 31G x 6 mm | 31G x 8 mm
- Made in Europe

Präziser
5-fach Schliff




"Extra Thin Wall"-Technologie für optimalen Insulindurchfluss durch extra großen Innendurchmesser

Silikonbeschichtung für sanfteres Gleiten in die Haut

Artikelname	VE	PZN	GTIN
cleanFINE penta Pen Kanülen 31G 4 mm	100 Stück	16874793	08586015048050
cleanFINE penta Pen Kanülen 31G 6 mm	100 Stück	16874801	08586015048067
cleanFINE penta Pen Kanülen 31G 8 mm	100 Stück	16874818	08586015048074

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.imedc.de oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem mobilen Endgerät.



Kompatible Pens

Berlin-Chemie: BerliPen areo 3 | Lilly: • HumaPen: Ergo II, Luxura, Luxura HD, Savvio • KwikPen: Abasaglar, Humalog, Humulin, Umuline | Novo Nordisk: • FlexPen • FlexTouch Pen • NovoPen: 3, 4, 5, Echo | Owen Mumford: • Autopen: 24, Classic | Sanofi: • AIISTAR • AIISTAR Pro • CliKSTAR • JuniorSTAR • SoloSTAR • SoloSTAR: Apidra, Lantus, Toujeo • TactiPen

► Ist Ihr Insulinpen nicht aufgeführt, kontaktieren Sie bitte IME-DC GmbH zur Prüfung der Kompatibilität.



Markeninhaber und Vertrieb:

IME-DC GmbH | International Medical Equipment - Diabetes Care
Fuhrmannstraße 11 | Germany | 95030 Hof |
Tel: +49 9281 | 85 01 6-0 | Fax: +49 9281 | 85 01 6-100
E-Mail: info@imedc.de | Web: www.imedc.de